

Balón Intragástrico de Silicona para reducción de sobre peso.

El fundamento de este procedimiento es que la presencia en el estómago, de un balón inflado con líquido, que por su presencia da sensación de saciedad, logrando disminuir la ingesta de alimento y por consiguiente la disminución de peso.

El balón, confeccionado con caucho de silicona, material probadamente biocompatible, se introduce endoscópicamente por vía bucal con el paciente sedado, y se llena con solución fisiológica hasta un volumen variable de 400 a 600 cm³, de acuerdo al tipo de paciente.

El Balón debe ser retirado luego de 6 meses de permanencia en el estómago y de existir la indicación podrá ser reemplazado por un nuevo Balón.

Ventajas:

- Este procedimiento es ambulatorio y se completa en un promedio de 15 a 30 minutos.

**Modelos**

- 400-600 cm³

